

文件種類	技術文件	文件編號	YRHML.QL.SOP-005	版次	01	頁碼	1
文件名稱	原始檢體採集作業手冊						

### 2.19.3 精液採檢衛教單

## 精液採檢注意事項

- 一、 收集精液之前應連續禁慾 2~3 天，受檢人應在舒適隱密環境下，以手淫方式將精液直接排到一乾淨無菌的容器瓶內。容器瓶外寫上取得的檢體時間、姓名、身份證字號等資料，並於 30 分鐘內送達本檢驗中心。
- 二、 若無法在 30 分鐘內送達時，檢體應避免溫度劇烈改變，在傳送時可將檢體容器瓶置於靠近身體的衣服口袋內，且必須在 1~2 小時內分析。超過二小時，會使測定數值劇變，特別是精蟲運動性會下降。
- 三、 送檢時間

W1-W5 早上 8：30-11：00

下午 14：00-16：00